

PHILIPS



Reanimation Defibrillator- und AED-Zubehör

Ausgabe 2005/2006

<http://shop.medical.philips.com>

HEARTSTART
DEFIBRILLATOREN

Defibrillator-Zubehör I

| | |
|--------------------------------------|---|
| Externe Pads und Kabel | 1 |
| Pads-Adapter | 3 |
| Prüflasten für Adapterkabel | 3 |
| Externe Plattenelektroden-Sets | 4 |
| Ersatz-Elektroden | 5 |
| Interne Plattenelektroden | 6 |

Kabel 9

| | |
|--------------------------------|----|
| EKG- und Elektrodenkabel | 9 |
| Synchronisationskabel | 12 |

Sonstiges Zubehör und Verbrauchsmaterial 13

| | |
|---|----|
| Elektroden zur EKG-Überwachung | 13 |
| Schreiberpapier | 13 |
| Defibrillator-Akkus/Taschen/Zubehör | 14 |
| Datenmanagement-Lösungen | 15 |

nichtinvasive Blutdrucküberwachung 17

| | |
|--|----|
| Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten | 17 |
| Einmal-Blutdruckmanschetten | 19 |
| Verbindungsschläuche | 20 |

Gasüberwachung 21

| | |
|---|----|
| Wiederverwendbare SpO ₂ -Aufnehmer | 21 |
| Einmal-SpO ₂ -Aufnehmer | 22 |
| Microstream CO ₂ -Überwachung | 23 |

AED-Zubehör 25

| | |
|---|----|
| AED-Pads und Zubehör | 25 |
| Datenmanagement-Lösungen | 28 |
| AED-Koffer und -Wandmontagelösungen | 30 |
| AED-Schulungsmaterial | 32 |

Zu diesem Produktkatalog

Zum Inhalt dieses Produktkatalogs

Dieser Produktkatalog enthält eine Auflistung des wichtigsten medizinischen Zubehörs für die *Reanimation*. Änderungen bleiben vorbehalten. Eine umfassende Übersicht über das gesamte, abteilungsübergreifende medizinische Zubehör finden Sie in folgenden Dokumenten:

- *Medical Supplies Reference Guide* (Die neueste Auflage erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsteam.)
- Täglich aktualisierter Online-Katalog für medizinisches Zubehör (Englisch): <http://shop.medical.philips.com>

Die Garantie für Medizinzubehör von Philips Medizin Systeme

Für steht 100-prozentige Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Daher übernehmen wir eine Garantie für Material- und Herstellungsfehler.

Bestellinformationen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsteam für medizinisches Zubehör, wenn Sie Teile aus diesem Dokument bestellen möchten oder zusätzliche Informationen oder weiterführende Literatur benötigen:

<http://shop.medical.philips.com>

Online-Bestellung (nur in USA)

Online-Bestellungen können Kunden in den USA unter folgender Adresse vornehmen:

<http://shop.medical.philips.com> Sie finden die gesuchten Zubehörteile nach Anwendungskategorie, Philips Instrument oder Schlüsselwort.

1. Melden Sie sich unter Verwendung eines sicheren Kennworts an.
2. Geben Sie die Produktnummer und die Stückzahl im Warenkorb an.
3. Abschließend geben Sie die Auftrags- oder Kreditkartennummer ein.
4. Ihre Bestellung wird unverzüglich in unserer Auftragssystem übertragen, wo Sie jederzeit den Status abrufen können.

Warnhinweise für Latexprodukte

Philips Medizin Systeme vertreibt derzeit über 500 Produkte. Weniger als 9 % enthalten Naturlatex oder Naturkautschuk, der mit Menschen in Berührung kommen kann. Da diese Substanzen allergische Reaktionen hervorrufen können, sind die Produkte, die diese Substanzen enthalten, in diesem Produktkatalog mit folgendem Symbol gekennzeichnet:




Achtung: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte enthalten Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Form, die Körperkontakt ermöglicht und allergische Reaktionen auslösen kann.

Produkte, die nicht mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten unseres Wissens keinen Naturkautschuk und kein Naturlatex.

Das Latex-Symbol gilt **nur** für medizinisches **Zubehör**, das Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Körperkontakt ermöglichenden Form enthält. Ob ein medizinisches **Gerät** von Philips Naturkautschuk oder Naturlatex enthält, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung.

Die FDA fordert eine Kennzeichnung von latexhaltigen Produkten, die mit Menschen in Berührung kommen können. Ziehen Sie daher für entsprechende Angaben zu Naturkautschuk und Naturlatex stets die Produktbeschreibung zu Rate.

CE-Kennzeichnung

Mit diesem Symbol  gekennzeichnete Produkte entsprechen den EU-Richtlinien gemäß Beschluss durch die Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten. Sie sind in Europa in Ländern erhältlich, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Einschränkungen sind möglich. Medizinische Geräte mit dieser Kennzeichnung entsprechen den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinie: Richtlinie 93/42/EWG des Rates für Medizinprodukte vom 14. Juni 1993 zur Harmonisierung der Gesetze in den Mitgliedsstaaten zu medizinischen Geräten.

Produktqualität und Qualitätssicherungssysteme bei der Herstellung müssen nachweislich bestimmten Normen genügen, damit ein Produkt die CE-Kennzeichnung erhalten kann. Die Erfüllung von EU-Richtlinien und -Bestimmungen stellt sicher, dass bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Gerätefunktion und der Gerätesicherheit sowie des gesundheitlichen Schutzes von Anwendern, Patienten und anderen Personen erfüllt werden.

Nichtmedizinische Produkte, die anderen Richtlinien entsprechen, können ebenfalls das CE-Zeichen tragen.

Die folgenden Länder erkennen Produkte mit CE-Kennzeichnung an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Das Tragen des CE-Zeichens bedeutet aber nicht unbedingt, dass ein Produkt in allen diesen Ländern vermarktet oder vertrieben wird.

Medizinische Geräte von Philips mit CE-Kennzeichnung tragen folgendes Symbol: 

- Das  -Zeichen von Philips kann folgendermaßen aussehen:



Bei anderen Herstellern wird das folgende CE-Zeichen verwendet:





Defibrillator-Zubehör

Externe Pads und Kabel

- Für externes Pacing, Freihand-Defibrillation, synchronisierte Defibrillation (Kardioversion) und EKG-Überwachung

Externe multifunktionale Einmal-Defibrillator-Pads

| Produktnr. | Beschreibung | Lebensdauer | Elektrodenkabel/Karton | Für Philips-Gerät |
|----------------------|--|--------------------------|------------------------|---|
| M3713A CEI | HeartStart Defibrillator-Pads Plus, Standardmodell für Erwachsene, mit Steckverbindung | 24 Monate ab Herstellung | 10 | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED), 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED), M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart FR2 AED) M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) |
| M3716A CEI | HeartStart Defibrillator-Pads, röntgendurchlässiges Modell für Erwachsene, mit Steckverbindung | | | |
| M3718A CEI | HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads, röntgentransparentes Modell für Erwachsene, für erhöhte Hautverträglichkeit, mit Steckverbindung | | | |
| M3717A CEI | HeartStart Defibrillator-Pads, Standardmodell für Kinder, mit Steckverbindung | | 5 | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) |
| M3719A CEI | HeartStart Defibrillator-Pads, röntgentransparentes Modell für Kinder, für erhöhte Hautverträglichkeit, mit Steckverbindung | | | |
| M3501A AAMI | Philips Defibrillator-Pads, Modell für Erwachsene, mit Bajonettanschluss | | 10 | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) |
| M3502A CEI IEC | | | | |
| M3503A CEI IEC | Philips Defibrillator-Pads, Modell für Kinder, mit Bajonettanschluss | | 5 | |
| M3504A AAMI | | | | |



M3713A



M3716A



M3717A

Externe Anschlusskabel

| Produktnr. | Beschreibung | | Für Philips-Gerät |
|--------------|--|---|---|
| M3507A CE | Pads-Anschlusskabel | Für Philips Pads mit Bajonettanschluss. Über Adapter 05-10200 (Steckverbindung zu Bajonettanschluss) auch für Pads mit Steckverbindung verwendbar. Länge: 2,1 m | M3500B (Heartstream/Heart-Start XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |
| M3508A CE | HeartStart Pads-Anschlusskabel | Für Philips Pads mit Steckverbindung Länge: 2,1 m | M4735A (Heartstream/Heart-Start XL) M5500B (Heartstart 4000) |
| M1750A CE | CodeMaster Pads-Anschlusskabel (weiß) | 3,5 m. Für Philips Pads mit Bajonettanschluss. Über Adapter 05-10200 (Steckverbindung zu Bajonettanschluss) auch für Pads mit Steckverbindung verwendbar. | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100) |
| M1750B CE | CodeMaster Pads-Anschlusskabel (gelb) | | |
| M2472A CE | CodeMaster 100 Pads-Anschlusskabel (wasserdicht) | | |
| M4748A CE | HeartStart Verlängerungskabel | Länge = 10 cm | M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) |



M1750B



M3507A

Pads-Adapter

HeartStart Adapter

| Produktnr. | Beschreibung | Für Modelle |
|----------------|---|--|
| 05-10000 CE | Abnehmbarer Adapter | Medtronic Physio-Control LifePak 500, 9, 10c, 11, 12, 20 |
| 05-10100 CE | Abnehmbarer Adapter | Zoll 1200, 1400, 1600 und Serie M |
| 05-10200 CE | Abnehmbarer oder fest angeschlossener Adapter | Passend für Philips Pads-Anschlusskabel M3507A oder M1750A/B zum Anschluss an: M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100); M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL); M5500B (Heartstart 4000) |

Prüflasten für Adapterkabel

Prüflasten

| Produktnr. | Beschreibung |
|--------------|---|
| M1781A CE | CodeMaster 50-Ohm-Prüflast für Anschlusskabel M1750A/B, M2472A, M3507A. |
| M3725A CE | HeartStart 50-Ohm-Prüflast für HeartStart Pads-Anschlusskabel M3508A. Über Adapter 05-10200 (Steckverbindung zu Bajonettanschluss) auch für M1750A/B, M2472A und M3507A verwendbar. |



05-10000



05-10100



05-10200

Externe Plattenelektroden-Sets

Externe Plattenelektroden-Sets anterior/anterior

| Produktnr. | Für Philips-Gerät | Sterilisation |
|--|---|--|
| M3542A Mit Elektrodenkontaktanzeige CE (Foto auf der nächsten Seite) | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | Kann nicht sterilisiert werden. Informationen zur Oberflächenreinigung siehe Gebrauchsanweisung. |
| M3543A Mit Elektrodenkontaktanzeige CE (wasserdicht) | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | Kann nicht sterilisiert werden. Informationen zur Oberflächenreinigung siehe Gebrauchsanweisung. |
| M4745A Ohne Elektrodenkontaktanzeige CE | M4735A (Heartstream/ HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | Reinigung und Sterilisation gemäß Gebrauchsanweisung |
| M4746A Mit Elektrodenkontaktanzeige CE | M4735A (Heartstream/ HeartStart XL) | Kann nicht sterilisiert werden. Informationen zur Oberflächenreinigung siehe Gebrauchsanweisung. |
| M1746A Mit Elektrodenkontaktanzeige CE (weißer Anschluss) | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) | |
| M1746B Mit Elektrodenkontaktanzeige CE (gelber Anschluss) | | |
| M1747A Ohne Elektrodenkontaktanzeige CE (weißer Anschluss) | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) | |
| M1747B Ohne Elektrodenkontaktanzeige CE (gelber Anschluss) | | |
| M1748A Ohne Elektrodenkontaktanzeige CE (weißer Anschluss) | | Reinigung und Sterilisation gemäß Gebrauchsanweisung |
| M2471A (schwarzer Anschluss) (wasserdicht) CE | M2475B (CodeMaster 100) | Kann nicht sterilisiert werden. Informationen zur Oberflächenreinigung siehe Gebrauchsanweisung. |

Ersatz-Elektroden

Ersatz-Elektroden für externe Plattenelektroden-Sets

| Produktnr. | Beschreibung | Externe Philips Plattenelektroden |
|--------------|---|------------------------------------|
| M1789A CE | Rechteckige Ersatz-Plattenelektrode (zum Klemmen) | M1746A/B, M1747A/B, M2471A, M4746A |
| M4759A | Rechteckige Ersatz-Plattenelektrode (zum Klemmen) | M3542A |
| 78660-60407 | Runde Ersatz-Plattenelektrode (zum Schrauben) | M1748A |



M3542A

Interne Plattenelektroden

Schaltbare, wiederverwendbare interne Plattenelektroden (Entladungsschalter am Handgriff)

| Produktnr. | Durchmesser | Sterilisation | Philips Adapterkabel | Für Philips-Gerät |
|--------------|-------------------------|--|---|--|
| M4741A CE | 7,5 cm, für Erwachsene | Reinigung und Sterilisation gemäß Gebrauchsanweisung | Für Defibrillator M172X (A- oder B-Serie), nur mit M1739A (weißer Anschluss) oder M1739B (gelber Anschluss) verwenden Länge des Adapterkabels: 20 cm | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) Adapterkabel erforderlich |
| M4742A CE | 6 cm, für Erwachsene | | | |
| M4743A CE | 4,5 cm, für Kinder | | | M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) kein Adapter erforderlich |
| M4744A CE | 2,8 cm, für Kleinkinder | | | |

Schalterlose, wiederverwendbare interne Plattenelektroden (Entladungsschalter am Defibrillator)

| Produktnr. | Durchmesser | Sterilisation | Philips Adapterkabel | Für Philips-Gerät |
|--------------|-------------------------|--|--|--|
| M1741A CE | 7,5 cm, für Erwachsene | Reinigung und Sterilisation gemäß Gebrauchsanweisung | Für Defibrillatoren M172X (A- oder B-Serie) und M2475B Anschlusskabel M1740A (weißer Anschluss) oder Adapterkabel M1740B (gelber Anschluss) verwenden (Länge des Adapterkabels: 20 cm) | M2475B (CodeMaster 100) |
| M1742A CE | 6 cm, für Erwachsene | | | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) |
| M1743A CE | 4,5 cm, für Kinder | | | |
| M1744A CE | 2,8 cm, für Kleinkinder | | Defibrillatoren M4735A und M3535A/M3536A verwenden mit Adapterkabel M4740A | M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |



M4741A-M4744A



M1741A-M1744A

Schaltbare, interne Plattenelektroden (Entladungsschalter am Handgriff) zur Einmalverwendung

| Produktnr. | Durchmesser | Elektrodenkabel/ Karton | Lebensdauer | Keine Sterilisation | Philips Adapterkabel | Für Philips-Gerät |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|--|
| 989803127121 CE | Groß 6,5 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | M1739A/B für CodeMaster Defibrillatoren | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) |
| 989803127131 CE | Mittel 4,5 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | kein Adapter erforderlich für HeartStart MRx, HeartStart XL | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |
| 989803127141 CE | Klein 2,8 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | | M4735A (HeartStart XL) |

Schalterlose interne Einmal-Plattenelektroden (Entladungsschalter am Defibrillator)

| Produktnr. | Durchmesser | Elektrodenkabel/ Karton | Lebensdauer | Keine Sterilisation | Philips Adapterkabel | Für Philips-Gerät |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|--|
| 989803127151 CE | Groß 6,5 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | M1740A/B für CodeMaster Defibrillatoren | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (HeartStart XL) |
| 989803127161 CE | Mittel 4,5 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | M4740A für HeartStart MRx, HeartStart XL | |
| 989803127171 CE | Klein 2,8 cm | 5 | 3 Jahre | Zur Verwendung bei nur einem Patienten | | |



Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden



Schalterlose interne Einmal-Plattenelektroden

Adapterkabel für interne Plattenelektroden

| Produktnr. | Beschreibung | Länge | Zur Verwendung mit internem Plattenelektroden-Set | Für Philips-Gerät |
|--------------|---|-------|--|---|
| M1739A CE | CM Adapterkabel für schaltbare interne Plattenelektroden (weiß) | 20 cm | Schaltbare, wiederverwendbare interne Plattenelektroden Serie M474xA oder Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden 989803127121-141 | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) |
| M1739B CE | CM Adapterkabel für schaltbare interne Plattenelektroden (gelb) | | | |
| M1740A CE | CM Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden (weiß) | | | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |
| M1740B CE | CM Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden (gelb) | | | |
| M4740A CE | HeartStart Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden (weiß) | | | |
| M4748A CE | HeartStart Verlängerungskabel | 10 cm | Schaltbare, wiederverwendbare interne Plattenelektroden Serie M474xA oder Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden 989803127121-141 | M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |



M1739B



M1740A



M4740A



EKG- und Elektrodenkabel


- Alle Kabel sind nach dem Philips Sicherheitsstecksystem gefertigt.

3-adrige Elektrodenkabel

| Anzahl der Stifte im defibrillator- seitigen Anschluss | Farbco- dierung | Bestellnummer | | Für Philips-Gerät |
|---|--------------------|---------------------|---|--|
| | | Stammkabel | Elektrodenkabel | |
| 6 | AAMI | M1731A | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL), M2475B (CodeMaster 100) |
| 8 | AAMI | M1733A | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL), M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (Heartstart 4000) |
| | IEC (Europa) | M1735A CE | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | |
| | AAMI | M1580A | M1603A (Clip) oder M1605A (Druckknopf) | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL), M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (Heartstart 4000) |
| | IEC (Europa) | M1590A CE | M1613A (Clip) oder M1615A (Druckknopf) | |
| 12 | AAMI | M1500A | M1603A (Clip) oder M1605A (Druckknopf) | M172X (A oder B) (CodeMaster XL+, XL), M2475B (CodeMaster 100), M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) |
| | IEC (Europa) | M1510A CE | M1613A (Clip) oder M1615A (Druckknopf) | |




M1735A



8-polig



M1500A




12-polig

5-adrige Elektrodenkabel

| Anzahl der Stifte im defibrillator-seitigen Anschluss | Farbcodierung | Bestellnummer | | Für Philips-Gerät |
|---|---------------|---------------|---|--|
| | | Stammkabel | Elektrodenkabel | |
| 6 | AAMI | M1732A | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | M1722A/B (CodeMaster XL+), M2475B (CodeMaster 100) |
| 8 | AAMI | M1734A | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | M1722A/B (CodeMaster XL+), M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (Heartstart 4000) |
| | IEC (Europa) | M1736A CE | – (Elektrodenkabel fest mit Stammkabel verbunden) | |
| | AAMI | M1600A | M1623A (Clip) oder M1625A (Druckknopf) | M1722A/B (CodeMaster XL+) M2475B CodeMaster 100 M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (Heartstart 4000) |
| | IEC (Europa) | M1610A CE | M1633A (Clip) oder M1635A (Druckknopf) | |
| 12 | AAMI | M1520A | M1623A (Clip) oder M1625A (Druckknopf) | M1722A/B (CodeMaster XL+) M2475A (CodeMaster 100) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) |
| | IEC (Europa) | M1530A CE | M1633A (Clip) oder M1635A (Druckknopf) | |




M1734A



8-polig



M1520A



12-polig

I0-adrige EKG-Kabelsets – für 5 Ableitungen


| Anzahl der Stifte im defibrillator- seitigen Anschluss | Farbco- dierung | Bestellnummer | | Für Philips-Gerät |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | Stammkabel | Elektrodenkabel | |
| 12 | AAMI | M1949A | M1968A IS (Clip), Extremitäten | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |
| | | | M1976A IS (Clip), Oberkörper | |
| | IEC (Europa) | M1949A CE | M1971A IS (Clip), Extremitäten | |
| | | | M1978A IS (Clip), Oberkörper | |

I0-adrige EKG-Kabelsets – für 3 und 7 Ableitungen

| Anzahl der Stifte im defibrillator- seitigen Anschluss | Farbco- dierung | Bestellnummer | | Für Philips-Gerät |
|---|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | Stammkabel | Elektrodenkabel | |
| 12 | AAMI | M3525A | M3526A für 3 Ableitungen (Druckknopf) | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |
| | | | M3527A für 7 Ableitungen (Druckknopf) (für 12 Ableitungen mit M3526A verwenden) | |
| | IEC (Europa) | M3525A CE | M3528A für 3 Ableitungen (Druckknopf) | |
| | | | M3529A für 7 Ableitungen (Druckknopf) (für 12 Ableitungen mit M3528A verwenden) | |
| Montagespange | | M5530A CE | (für 3-adriges Elektrodenkabel M3526A und M3528A) | |



M1949A



12-polig



M1978A



M3525A/M3526A/M3527A

I2-adrige Elektrodenkabel

| Anzahl der Stifte im defibrillator- seitigen Anschluss | Farbco- dierung | Bestellnummer | | Für Philips-Gerät |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| | | Stamm- kabel | Elektrodenkabel | |
| 12 | AAMI | M3714A | M1625A (Druckknopf) | M2475B (CodeMaster 100) |
| | IEC (Europa) | M3715A CE | M1635A (Druckknopf) | |

Synchronisationskabel

Synchronisationskabel

| Produktnr. | Anschluss | Für Philips Defibrillatoren | Länge |
|--------------|-----------|--|--|
| 14482A CE | 8-polig | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL) M2475B (CodeMaster 100) M4735A (Heartstream/HeartStart XL, nur 12-polig) M3535A/M3536A (HeartStart MRx, nur 12-polig) | 2,5 m |
| 14482B CE | | | 7,8 m |
| M1782A CE | 6-polig | | 2,5 m |
| M1783A CE | 12-polig | | |
| M5526A CE | 12-polig | | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) |



14482A



Sonstiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Elektroden zur EKG-Überwachung

- Röntgendurchlässige Einmal-Elektroden für die Arbeit mit Röntgenstrahlen

Röntgendurchlässige Einmal-Elektroden

| Produkt-nummer | Beschreibung | Abmessungen | Verpackung | | Philips-Gerät |
|----------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| M2202A CE Siehe Foto | Ag/AgCl-Sensor (Silber/Silberchlorid), nichtmetallischer Druckknopf, vorgeliert. | 50 mm Durchmesser | 5 Stück/Packung 1 Karton = 60 Packungen = 300 Elektroden | Lebensdauer: Mindestens 6 Monate | CodeMaster XL+, XL CodeMaster 100 Heartstream/HeartStart XLT Heartstart 4000 HeartStart MRx |

Schreiberpapier

- Hochwertiges Papier reduziert die Wartungs- und Reparaturkosten auf ein Minimum und optimiert gleichzeitig die Leistung des Schreibers.

Chemo-thermisches Schreiberpapier

| Produktnr. | Format | Rasterbreite | Kopfzeile | Stück/Karton | Philips-Gerät |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------|---|
| 40457C CE | 1-Kanal-Rolle | 40 mm | 6 mm | 10 | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) M2475B (CodeMaster 100) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) |
| 40457D CE | | | | 80 | |
| 40453A CE | | | 10 | Serie 431XX Serie 7866X/7867X | |
| 989803138171 CE | | 65 mm | 10 mm | | 10 |
| 989803138181 CE | | | | 80 | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) |



M2202A



40457C

Defibrillator-Akkus/Taschen/Zubehör

Defibrillator-Akkus

| Produktnr. | Für Philips-Gerät | Beschreibung | Lebensdauer |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| M3506A CE | M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) | Akku-Ladegerät | nicht zutreffend |
| M3516A CE | M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (Heartstart 4000) | Auslaufsicherer Blei-Säure-Akku, 12 V | mindestens 6 Monate |
| M1758A CE | Serie M172XX (CodeMaster XL+, XL, XE) | Blei-Säure-Akku, 12 V | mindestens 12 Monate |
| M2476B CE | M2475B (CodeMaster 100) | Nickel-Cadmium-Akku, 2,5 Ah | mindestens 12 Monate |
| M2477B CE | | Nickel-Cadmium-Akku, 4 Ah | |
| M3538A CE | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | Lithium-Ionen-Akku, 14,8 V | nicht zutreffend |



M3516A



M2476B



M3538A

Defibrillator-Taschen und Zubehör

| Produktnr. | Beschreibung | Für Philips-Gerät |
|------------|---------------------------------------|--|
| M1779A | Zubehöretui | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL, XE) |
| M2474A | Tragetasche und Zubehöretui (gelb) | M2475B (CodeMaster 100) |
| M3509A | Tragetasche | M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) |
| M5509A | Tragetasche | M5500B (HeartStart 4000) |
| M3710A | Tragetasche (schwarz/gelb) | M2475B (CodeMaster 100 mit 12 Ableitungen) |
| M3711A | Tragetasche und Zubehöretui (schwarz) | M2475B (CodeMaster 100) |
| M3712A | Zubehöretui (schwarz) | |
| M4751A | Zubehöretui (rot) | M4735A (HeartStart XL) |

Datenmanagement-Lösungen

HeartStart Software und Speicherkarte

| Produktnr. | Beschreibung | Für Philips-Gerät |
|--------------------|---|--|
| 861276 A01 CE | HeartStart Event Review Pro 3.x Software Software mit vollem Funktionsumfang. Ereignisdaten, die bei der Behandlung des plötzlichen Herztodes mit einem Philips Defibrillator erfasst wurden, können mit Hilfe der Software überprüft und als Bericht ausgegeben werden. | M3854A, M3524A (Speicherkarte und Speicherkarten-Lesegerät für FR2-Serie) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) E, S, EM, (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) |
| 989803142521 CE | HeartStart 12-Lead Transfer Station Diese Software empfängt 12-Kanal-EKGs von einem entsprechend ausgestatteten HeartStart MRx Defibrillator. Die Daten werden archiviert und sicher an das zuständige Krankenhaus übermittelt. | M3535A, M3536A (HeartStart MRx) |
| M3510A CE | HeartStart Speicherkarte (eine Karte pro Bestellung) | M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000) |

HeartStart MRx Zubehör

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät |
|--------------|---|---|
| M3537A CE | Haken zum Einhängen am Bettgestell | M3535A/M3536A (HeartStart MRx Monitor/Defibrillator) |
| M3541A CE | Tragetasche (3 Zubehöretuis und Schultergurt) | |
| M3544A CE | Speicherkartenhalter | |
| M3545A CE | Speicherkarte und Speicherkartenhalter | |
| M5521A CE | Farbiger Griff (grün) | |
| M5522A CE | Farbiger Griff (blau) | |
| M5523A CE | Farbiger Griff (gelb) | |
| M5524A CE | Farbiger Griff (rosa) | |
| M5525A CE | Farbiger Griff (grau) | |
| M5528A | Montagehalterung | |
| M5529A | Gleichstrom-Netzmodul | |



M5521A-M5525A



M3545A



M3541A



M5528A



M5529A



Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten mit antimikrobieller Beschichtung

- Ein Jahr Gewährleistung

| Einzel-schlauch Produktnr. | Manschet-tengröße/ Farbe | Umfang der Extremität | Philips-Gerät | Stück | Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------|
| M4552A CE | Kleinkinder (orange) | Balgbreite = 5,4 cm Balglänge = 12,3 cm Umfang der Extremität = 9 - 15 cm | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | 1 Manschette pro Beutel | 255,1 g |
| M4553A CE | Kinder (grün) | Balgbreite = 8 cm Balglänge = 18,1 cm Umfang der Extremität = 15 - 21,5 cm | | | 425,2 g |
| M4554A CE | Erwachsene (klein) (hellblau) | Balgbreite = 10,6 cm Balglänge = 23,9 cm Umfang der Extremität = 20,5 - 28,5 cm | | | 581,17 g |
| M4555A CE | Erwachsene (normal) (blau) | Balgbreite = 13,5 cm Balglänge = 30,7 cm Umfang der Extremität = 27,5 - 36,5 cm | | | 734,25 g |
| M4557A CE | Erwachsene (groß) (dunkelrot) | Balgbreite = 17 cm Balglänge = 38,6 cm Umfang der Extremität = 35,5 - 46cm | | | 1,07 kg |
| M4559A CE | Erwachsene (Bein) (grau) | Balgbreite = 21 cm Balglänge = 47,5 cm Umfang der Extremität = 45 - 56,5 cm | | | 1,28 kg |



Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten mit antimikrobieller Beschichtung (farbcodierte Größen)

Wiederverwendbare Komfortmanschetten

- Ein Jahr Gewährleistung

| Produktnr. | Beschreibung | Umfang der Extremität | Philips-Gerät | Stück | Gewicht |
|--------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------|
| M1572A CE | Manschette für Kinder | Balgbreite = 8 cm Balglänge = 21,5 cm Umfang der Extremität = 14 - 21,5 cm | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | 1 Manschette | 40 g |
| M1573A CE | Manschette für Erwachsene (klein) | Balgbreite = 10,5 cm Balglänge = 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 - 28 cm | | | 57 g |
| M1574A CE | Manschette für Erwachsene (normal) | Balgbreite = 13 cm Balglänge = 28 cm Umfang der Extremität = 27 - 35 cm | | | 74 g |
| M1575A CE | Manschette für Erwachsene (groß) | Balgbreite = 16 cm Balglänge = 35 cm Umfang der Extremität = 34 - 43 cm | | | 106 g |
| M1576A CE | Manschette für Erwachsene (Bein) | Balgbreite = 20 cm Balglänge = 43 cm Umfang der Extremität = 42 - 54 cm | | | 157 g |

Wiederverwendbare herkömmliche Manschetten

- 3 Jahre Gewährleistung

| Produktnr. | Beschreibung | Umfang der Extremität | Philips-Gerät | Stück/ Packung | Gewicht |
|--------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 40401A CE | Manschette für Kleinkinder | Balgbreite = 6 cm Balglänge = 12 cm Umfang der Extremität = 10 cm bis 19 cm | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | 1 Manschette | 57 g |
| 40401B CE | Manschette für Kinder | Balgbreite = 8,9 cm Balglänge = 18 cm Umfang der Extremität = 18 cm bis 26 cm | | | 85 g |
| 40401C CE | Manschette für Erwachsene (normal) | Balgbreite = 12,1 cm Balglänge = 23 cm Umfang der Extremität = 25 cm bis 35 cm | | | 142 g |
| 40401D CE | Manschette für Erwachsene (groß) | Balgbreite = 15,2 cm Balglänge = 33 cm Umfang der Extremität = 33 cm bis 47 cm | | | 197 g |
| 40401E CE | Manschette für Erwachsene (Bein) | Balgbreite = 17,8 cm Balglänge = 36 cm Umfang der Extremität = 46 cm bis 66 cm | | | 255 g |

Einmal-Blutdruckmanschetten

Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei nur einem Patienten

| Einzel-schlauch Produkt-nummer | Größe (Aufschrift-farbe) | Beschreibung | Für Philips-Gerät | Stück | Gewicht |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| M4572A CE | Kleinkinder (orange) | Balgbreite = 5,4 cm Balglänge = 12,3 cm Umfang der Extremität = 9 - 15 cm | M3535A/M3536A (HeartStart MRx) | 10 pro Packung | Packungsgewicht = 255,1 g |
| M4573A CE | Kinder (grün) | Balgbreite = 8 cm Balglänge = 18 cm Umfang der Extremität = 15 - 21,5 cm | | | Packungsgewicht = 425,2 g |
| M4574A CE | Erwachsene (klein) (hellblau) | Balgbreite = 10,6 cm Balglänge = 23,9 cm Umfang der Extremität = 20,5 - 28,5 cm | | | Packungsgewicht = 581,17 g |
| M4575A CE | Erwachsene (normal) (blau) | Balgbreite = 13,5 cm Balglänge = 30,7 cm Umfang der Extremität = 27,5 - 36,5 cm | | | Packungsgewicht = 734,25 g |
| M4576A CE | Erwachsene (extralang) (blau) | Balgbreite = 17 cm Balglänge = 38,6 cm Umfang der Extremität = 35,5 - 46 cm | | | Packungsgewicht = 1,1 kg |
| M4577A CE | Erwachsene (groß) (dunkelrot) | Balgbreite = 21 cm Balglänge = 47,5 cm Umfang der Extremität = 45 - 56,5 cm | | | Packungsgewicht = 1,07 kg |
| M4578A CE | Erwachsene (groß), extralang (dunkelrot) | | | | Packungsgewicht = 1,2 kg |
| M4579A CE | Erwachsene (Bein) (braun) | | | | Packungsgewicht = 1,28 kg |



Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei nur einem Patienten

Verbindungsschläuche

Verbindungsschläuche für Blutdruckmanschetten

- Nur zur Verwendung mit Manschetten für Erwachsene (normal) und Kinder

| Produktnr. | Beschreibung | Länge | Stück/Karton | Gewicht |
|--------------|---|-------|--------------------------|---------|
| M1598B CE | Verbindet wiederverwendbare und Einmal-Manschetten von Philips für Erwachsene (normal) und Kinder mit dem Monitor | 1,5 m | 1 Beutel (1 Schlauch) | 85 g |
| M1599B CE | Verbindet wiederverwendbare und Einmal-Manschetten von Philips für Erwachsene (normal) und Kinder mit dem Monitor <i>(In Japan nicht erhältlich)</i> | 3 m | | 142 g |



M1599B



Gasüberwachung

Wiederverwendbare SpO₂-Aufnehmer

Wiederverwendbare SpO₂-Aufnehmer und Kabel

- Wiederverwendbare Aufnehmer senken Kosten durch mehr Anwenderfreundlichkeit
- Aufnehmer der Serie M119X werden durch Eintauchen in Reinigungslösung sterilisiert

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät | Adapterkabel |
|--------------|--|--|---|
| M1191A CE | SpO ₂ -Finger-Aufnehmer für Erwachsene. Körpergewicht: >50 kg. | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL) M2475B (CodeMaster 100) | Verwendung mit Kabel M1940A |
| M1192A CE | SpO ₂ -Finger-Aufnehmer für Kinder. Körpergewicht 15 – 50 kg. | M3500B (HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL, XLT) M5500B (HeartStart 4000) | Kein Adapter erforderlich. Das Verlängerungs- kabel M1941A kann verwen- det werden. |
| Kabel | | | |
| M1940A CE | Adapterkabel für wiederverwendbare Philips SpO ₂ -Aufnehmer M1191A - M1195A (1 Kabel pro Packung). Für Defibrillatoren M1722A/B, M1723A/B, M2475B. | | |
| M1941A CE | Verlängerungskabel für wiederverwendbare Philips SpO ₂ -Aufnehmer (1 Kabel pro Packung). Für Defibrillatoren M3500B, M3535A/M3536A, M4735A, M5500B. Länge: 2 m | | |



M1191A



M1192A

Einmal-SpO₂-Aufnehmer

- LED automatisch korrekt ausgerichtet
- Eine Größe für Erwachsene und Kinder
- Ausgelegt für die Dauer eines durchschnittlichen Krankenhausaufenthalts

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät | Adapterkabel |
|--------------|---|--|--|
| M1131A CE | Einmal-SpO ₂ -Aufnehmer für Erwachsene und Kinder Körpergewicht: >20 kg | M172X (A- oder B-Serie) (CodeMaster XL+, XL) M2475B (CodeMaster 100) | Verwendung mit M1900B Adapterkabel |
| | | M3500B (HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL, XLT) | Verwendung mit M1943A |



M1131A

Adapterkabel

| Produktnr. | Beschreibung |
|--------------|---|
| M1900B CE | Adapterkabel (12- auf 9-poliger D-Sub-Anschluss), Länge: 3 m |
| M1943A CE | Adapterkabel (8- auf 9-poliger D-Sub-Anschluss), Länge: 1,1 m |




M1900B

Microstream CO₂-Überwachung

Verwendung mit M3535A/M3536A A03 und A04 (HeartStart MRx)

| Ventilation | Umgebung | Körpergewicht | Zubehör | Stück/Packung | Bestellnummer |
|---------------------------|---|---------------|--|---------------|---------------|
| Intubiert | Weniger feuchte Atemluft | >2 kg | FilterLine-Kombiset für Erwachsene/Kinder | 25 pro Karton | M1920A CE |
| | | <2 kg | FilterLine-H-Kombiset für Kleinkinder/Neugeborene | | M1923A CE |
| | Feuchtere Atemluft | >2 kg | FilterLine-H-Kombiset für Erwachsene/Kinder | | M1921A CE |
| | | <2 kg | FilterLine-H-Kombiset für Kleinkinder/Neugeborene | | M1923A CE |
| Nichtintubiert, Einzweck | Oral/Nasal CO ₂ Weniger feuchte Atemluft | >20 kg | Smart CapnoLine Plus für Erwachsene | | M2526A CE |
| | | 10 - 20 kg | Smart CapnoLine für Kinder | | M2524A CE |
| Nichtintubiert, Zweizweck | Oral/Nasal CO ₂ + O ₂ Weniger feuchte Atemluft | >20 kg | Smart CapnoLine Plus O ₂ für Erwachsene | | M2522A CE |
| | | 10 - 20 kg | Smart CapnoLine O ₂ für Kinder | | M2520A CE |



Microstream FilterLines



AED-Zubehör

AED-Pads und Zubehör

Externe AED-Pads

| Produktnr. | Beschreibung | Anzahl | Philips-Gerät |
|--------------------|---|-------------------|---|
| DP2 CE | Selbsthaftende Defibrillator-Pads mit Kabel und Anschluss, für Erwachsene mit einem Körpergewicht von mindestens 25 kg. | 2 Elektrodenkabel | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) |
| DP6 CE | Selbsthaftende Defibrillator-Pads mit Kabel und Anschluss, für Erwachsene mit einem Körpergewicht von mindestens 25 kg. | 6 Elektrodenkabel | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| M3870A CE | Selbsthaftende Defibrillator-Pads für FR2-Serie, Modell für Kleinkinder/Kinder. Abgeschwächte Energiedosis (50 Joule) für Kinder unter 8 Jahren bzw. unter 25 kg. | 1 Set | Nur mit Heartstream und HeartStart AED-Modellen der FR2-Serie verwenden M3860A, M3861A, M3840A, M3841A |
| M5071A CE | Elektrodenkassette mit SMART-Pads für Erwachsene mit einem Körpergewicht von mindestens 25 kg. | 1 Set | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) |
| M5072A CE | Elektrodenkassette mit SMART-Pads für Kinder mit einem Körpergewicht von unter 25 kg. | 1 Set | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) |
| 989803139261 CE | SMART Pads II für Erwachsene, Kleinkinder und Kinder. | 1 Set | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |



M3870A



M5071A



M5072A



989803139261

AED-Batterien und -Akkus

| Produktnr. | Beschreibung | Lebensdauer | Philips-Gerät |
|--------------------|--|--|---|
| BT1 CE | ForeRunner Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie. | Lebensdauer 5 Jahre 1 Jahr Standby | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) |
| M3848A CE | FR2+ Akkumulator | Lebensdauer 2,5 Jahre 6 Monate Standby | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (HeartStart FR2+ AED mit Kaufdatum nach dem 1.12.2001) |
| M3849A CE | Ladegerät für FR2+ Akku | – | |
| M3863A CE | Lithium-Mangandioxid-Batterie für FR2-Serie. | 5 Jahre Lebensdauer sowie normalerweise 5 Jahre Standby Lebensdauer | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| M5070A CE | Batterie für HeartStart HS1/FRx-Defibrillatoren (Lithium-Mangandioxid). | 5 Jahre Lebensdauer sowie normalerweise 4 Jahre Standby | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |
| 989803136291 CE | Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie für die Verwendung im Flugverkehr – FR2-Serie. Erfüllt die Anforderungen der FAA TSO C-142 zur Verwendung im kommerziellen Flugverkehr | 5 Jahre Lebensdauer sowie normalerweise 5 Jahre Standby Lebensdauer | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| 989803136301 CE | Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie für die Verwendung im Flugverkehr – ForeRunner Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie für die Verwendung im Flugverkehr – FR2-Serie. Erfüllt die Anforderungen der FAA TSO C-142 zur Verwendung im kommerziellen Flugverkehr | 5 Jahre Lebensdauer sowie 1 Jahr Standby | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) |



M3848A, M3849A



M3863A



M5070A

AED-Zubehör und -Sets

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät |
|---------------------|--|---|
| M3873A AAMI | FR2+ EKG-Auswertungsmodul. 3-adriges EKG-Modul zur Verwendung mit FR2+ mit EKG-Anzeige, um EKGs von Risikopatienten (bei Bewusstsein, selbständig atmend) auszuwerten. (AAMI-Farbcodierung). | M3840A, M3860A (HeartStart FR2+ AED mit EKG, Kaufdatum nach dem 1.12.2001) |
| M3874A CE IEC | FR2+ EKG-Auswertungsmodul. 3-adriges EKG-Modul zur Verwendung mit der FR2-Serie mit EKG-Anzeige, um EKGs von Risikopatienten (bei Bewusstsein, selbständig atmend) auszuwerten. (IEC-Farbcodierung). | |
| 68-PCHAT | AED-Notfall-Set. Set enthält zwei Paar Nitrilhandschuhe, eine Reanimationsmaske, eine Notfall-Schere, einen Einweg-Rasierer und ein großes verstärktes Papierhandtuch. Verpackt in einem Etui mit Reißverschluss, das an der AED-Tragetasche befestigt werden kann. | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |
| 989803139311 CE | Kinderschlüssel zur Verwendung bei der Defibrillation von Kleinkindern/Kindern mit dem HeartStart FRx Defibrillator. Für Kinder unter 8 Jahren oder <25 kg. (- | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |

AED-Pads-Adapter

- für produktübergreifende Kompatibilität zwischen Pads der Serien FR/FR2/FRx und manuellen Defibrillatoren

| Produktnr. | Beschreibung | Defibrillator-Modelle |
|----------------|-----------------------------|--|
| 05-10000 CE | AED-Pads-Adapter QUIK-COMBO | Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10c, 11, 12, 500, 20 |
| 05-10100 CE | AED-Pads-Adapter Zoll™ | Zoll 1200, 1400, 1600 und Serie M |
| 05-10200 CE | AED-Pads-Adapter Philips | Philips CodeMaster 100, XE, XL, XL+; Philips Heartstream/HeartStart XL und XLT; Laerdal HeartStart 4000 (Enthält gekennzeichnete Hewlett-Packard/Agilent Versionen) |



M3873A



989803139311

05-10000, 05-10200, 05-10100
Pads-Adapter

Datenmanagement-Lösungen

- Verbesserte Notfallversorgung bei plötzlichem Herztod dank retrospektiver Datenanalyse bisheriger Notfallmaßnahmen

AED-Speicherkarten und Zubehör

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät |
|------------|---|--|
| M3524A | Speicherkarten-Lesegerät für FR2-Serie (für PC). | M3834A (HeartStart Event Review Software) M3831A, M3833A (CodeRunner Web-Software) M3854A (Speicherkarte und Speicherkartenhalter für FR2-Serie) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| M3853A | AED-Speicherkartenhalter für FR2-Serie (M3854A). Die AED-Speicherkarte für die FR2-Serie wird mit dem Halter in den AED eingelegt. | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| M3854A | AED-Speicherkarte und -Speicherkartenhalter für FR2-Serie (zum Speichern des Geräteprotokolls und der Einstellungsdaten). | |
| SDCF05 | Adapter, Speicherkarte zu PCMCIA. Ermöglicht das Lesen der Speicherkarte für FR2-Serie (M3854A) mit einem Speicherkarten-Lesegerät für das Format PCMCIA. | |
| ACT-IR | Infrarotdatenkabel für HeartStart AEDs. Ermöglicht die Datenübertragung von HS1- oder FRx-Defibrillatoren zu PCs mit HeartStart Event Review Software. | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |

HeartStart Event Review Software

| Produktnr. | Beschreibung | Philips-Gerät |
|--------------------|---|---|
| 861276 A01 CE | HeartStart Event Review Pro 3.x Software Software mit vollem Funktionsumfang. Ereignisdaten, die bei der Behandlung des plötzlichen Herztodes mit einem Philips Defibrillator erfasst wurden, können mit Hilfe der Software überprüft und als Bericht ausgegeben werden. | M3854A, M3524A (Speicherkarte und Speicherkarten-Lesegerät für FR2-Serie) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A, M3536A (HeartStart MRx) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) |
| M3834A CE | HeartStart Event Review 3.x Software Software mit vollem Funktionsumfang. Ereignisdaten, die bei der Behandlung des plötzlichen Herztodes mit einem Philips Defibrillator erfasst wurden, können mit Hilfe der Software überprüft und als Bericht ausgegeben werden. | M3854A, M3524A (Speicherkarte und Speicherkarten-Lesegerät für FR2-Serie) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A, M3536A (HeartStart MRx) |
| 861311 A01 | HeartStart Review Express Connect Software Ermöglicht das Herunterladen, Anzeigen und Speichern von Defibrillatordaten sowie die Versendung per E-Mail an Kollegen, die ebenfalls mit der Event Review Software arbeiten. (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch) | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) |
| 989803143041 CE | HeartStart Configure-PDA Software Ermöglicht die Konfiguration von FRx- oder HS1-Defibrillatoren (darf nur durch vom ärztlichen Leiter autorisierte Personen erfolgen). Betriebssystem palmOne™. (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillator) |
| 989803143051 | HeartStart Case Capture-PDA Software Ermöglicht das Herunterladen von Falldaten von FRx- und HS1-Defibrillatoren. Der AED bleibt währenddessen betriebsbereit. Betriebssystem palmOne™ (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |

AED-Koffer und -Wandmontagelösungen


- Für die strategische Platzierung von AEDs und den schnellen Transport zum Einsatzort bei plötzlichem Herztod

AED-Wandhalterungen/Zubehör

| Produktnr. | Beschreibung | | Philips-Gerät |
|------------|--|--|--|
| M3857A | Wandhalterung | AED-Wandhalterung, damit der AED im Notfall schnell griffbereit ist. | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M3858A | AED-Hinweisschild | Zur Anbringung an der Wand; kann mit einer Aluminiumhalterung (wird mitgeliefert) auch seitlich angebracht werden. Der Aufbewahrungsort des AEDs wird dadurch sehr gut sichtbar. | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| M3859A | Sicherheitsband für Wandhalterung (10 Stück/Packung) | Plastikzugband zur Sicherung des AEDs an der Wandhalterung. Plombe zur Verhinderung von Diebstahl; zeigt unbefugte Benutzung an. | E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1-Defibrillatoren) M3857A, M3868A, PFE7023D, PFE7024D |



M3857A



M3858A



M3859A

AED-Koffer/-Hängeschränke

| Produktnr. | Beschreibung | Abmessungen und Gewicht | Philips-Gerät |
|--------------------|---|--|--|
| M3868A | Tragetasche (rot) für AED FR2-Serie. | Abmessungen: 27,94 cm (B) x 22,86 cm (H) x 12,7 cm (T) 453,59 g | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) |
| 989803136531 | Defibrillator-Hängeschrank, Basismodell. Hängeschrank (Basismodell) mit akustischem Alarm. Für ForeRunner, FR2-Serie, HS1, FRx und Notfall-Set. | 42 cm (B) x 38 cm (H) x 15 cm (T) 15 kg | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) |
| PFE7023D | AED-Geräteschrank, halb eingelassen, mit Alarmton und Lampe. | Innenabmessungen: 35,56 cm (B) x 57,15 cm (H) x 15,24 cm (T) 9,53 kg | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| PFE7024D | AED-Geräteschrank für die Wandmontage mit Alarmton und Lampe | Abmessungen: 40,64 cm (B) x 57,15 cm (H) x 15,24 cm (T) 9,07 kg | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |
| YC | Tragetasche (rot), wasserdichte Hartplastik-Schale. | Abmessungen: 12 ¼ 31,12 cm (B) x 29,53 cm (H) x 14,61 cm (T) 1,81 kg | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) E, S, EM (Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (Heartstart FR AED) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M5075A | Standard-Tragetasche für HeartStart HS1. | 24,13 cm (B) x 21,59 cm (H) x 12,19 cm (T) 0,5 kg | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M5076A | Schmale Tragetasche für HeartStart HS1. | 24,13 cm (B) x 21,59 cm (H) x 8,89 cm (T) 453,59 g | |
| 989803133171 CE | Tragetasche zur Temperaturkontrolle. Hält den AED in Fahrzeugen bei extrem kalten oder extrem heißen Klimaverhältnissen auf Standby-Temperatur. | 39,21 cm (B) x 18,89 cm (H) x 12,70 cm (T) 5 kg | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AEDs FR2-Serie) |
| 989803139251 | FRx-Tragetasche aus abwischbarem Urethan. | 24,13 cm (B) x 20,32 cm (H) x 12,70 cm (T) | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |



M3868A



M5076A



989803139251

AED-Schulungsmaterial

- Praktische Übungen für das Notfallteam, um bei plötzlichem Herztod kompetente und sichere Hilfe leisten zu können

| Produktnr. | Beschreibung | Anzahl | Philips-Gerät |
|----------------|---|--------|---|
| 07-10900 CE | Wiederverwendbare Defibrillator-Pads zu Schulungszwecken, für Erwachsene, mit gelbem Anschluss. Nicht-klinische Pads zu Schulungs- und Demonstrationszwecken. | 1 Set | E, S, EM (mit Schulungskarte ausgerüsteter Heartstream ForeRunner AED) 940010XX, 940020XX, 940030XX (mit Schulungskarte ausgerüsteter Heartstart FR AED) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (mit Schulungs- und Verwaltungspaket M3864A ausgerüsteter Heartstream/HeartStart AED FR2-Serie) M3752A (AED Trainer 2) 07-10801 (AED Trainer) |
| 07-11000 | Tragetasche für AED Trainer 2 | 1 | 07-10801 (AED Trainer) M3752A (AED Trainer 2) |
| M3752A CE | AED Trainer 2. Der AED Trainer sieht so aus und funktioniert wie ein Defibrillator der FR2-Serie. | 1 | M3753A, M3754A, 07-10900, M3871A, M3755A, M3756A, 07-11000 |
| M3753A | Fernbedienung für AED Trainer 2 | 1 | M3752A, M3756A (AED Trainer 2, Little Anne AED-Schulungssystem) |
| M3754A | Optionales Programmier-Set für AED Trainer 2 (enthält PC-Kabel mit Software) | 1 | M3752A, M3756A (AED Trainer 2, Little Anne AED-Schulungssystem) |
| M3755A CE | Schulungs-Pads für Little Anne AED-Schulungssystem Arbeitet mit AED Trainer 2 und Laerdal Little Anne Reanimationsübungspuppe, so dass die Schulungsteilnehmer ein realistisches Rückmeldung zur Pads-Platzierung erhalten. | 1 | M3756A (Little Anne AED-Schulungssystem) |
| M3756A CE | Little Anne AED-Schulungssystem. Komplettlösung zur Schulung für die FR2-Serie. Enthält AED Trainer 2, Fernbedienung, spezielle Schulungs-Pads und eine Übungspuppe. | 1 | M3755A (Schulungs-Pads für Little Anne AED-Schulungssystem) |
| M3855A CE | Ladegerät für AED-Schulungs- und Verwaltungspaket für FR2-Serie | 1 | M3864A (Schulungs- und Verwaltungspaket für AEDs der FR2-Serie) |
| M3871A CE | HeartStart FR2 Pädiatrie-Pads zur Schulung | 1 Set | M3864A, M3752A (Schulungs- und Verwaltungspaket für AEDs der FR2-Serie, AED Trainer 2) |



07-10900



M3871A

AED-Schulungsmaterial (Fortsetzung)

| Produktnr. | Beschreibung | Anzahl | Philips-Gerät |
|--------------------|--|--------|---|
| M3860-97800 | Kurzanleitungskarte, HeartStart FR2+ (Englisch) Auch in anderen Sprachen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an das zuständige Philips Vertriebsteam. | 1 | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AEDs FR2-Serie) |
| M3864A CE | Schulungs- und Verwaltungspaket für HeartStart FR2-AED. Ermöglicht Konfiguration und Einsatz des AEDs zu Schulungszwecken, ohne dass sich der AED-Akku dabei entleert. Wiederaufladbar. | 1 | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, (Heartstream/HeartStart AEDs FR2-Serie) M3855A (Ladegerät für Schulungs- und Verwaltungspaket) |
| M5073A CE | Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Erwachsene) und Anleitung zur Pad-Platzierung. | 1 | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M5074A CE | Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Kinder) und Anleitung zur Pad-Platzierung. | 1 | |
| M5093A CE | Ersatz-Schulungs-Pads (Erwachsene) mit auswechselbarem Verschluss. | 1 | M5073A (Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Erwachsene) und Anleitung zur Pad-Platzierung) |
| M5094A CE | Ersatz-Schulungs-Pads (Kinder) mit auswechselbarem Verschluss. | 1 | M5074A (Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Kinder) und Anleitung zur Pad-Platzierung) |
| M5066-89100 CE | FR2+- und HS1-Schulungsset für Übungsleiter, NTSC. (Produktnr. für PAL: M5066-89101.) | 1 | M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (Heartstream/HeartStart AEDs FR2-Serie) M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M5066-97800 CE | Kurzanleitung für HeartStart HS1 (Englisch) Auch in anderen Sprachen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an das zuständige Philips Vertriebsteam. | 1 | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| 989803139271 CE | Schulungs-Pads II erleichtern das Training mit dem HeartStart FRx Defibrillator. Verwendbar bei Schulungen zur Reanimation von Erwachsenen und Kindern (mit dem Kinderschlüssel). | 1 | 861304 (HeartStart FRx Defibrillator) |



M3864A



M5073A



M5074A



989803139271

AED-Schulungsmaterial (Fortsetzung)

| Produktnr. | Beschreibung | Anzahl | Philips AED |
|--------------|--|----------|--|
| M5085A CE | HeartStart Trainer. Ähnel dem HeartStart HS1 Defibrillator. Bietet acht realistische Schulungsszenarien; im Lieferumfang enthalten sind eine Nylontrageetasche, ein Satz Schulungs-Pads (Erwachsene) sowie ein externer Übungspuppenadapter (Englisch). | 1 | M5066A, M5067A, M5068A (HeartStart HS1 Defibrillatoren) |
| M5088A | Interner Übungspuppenadapter für den HeartStart Trainer. Kompatibel mit Reanimationsübungspuppen Laerdal Anne und Little Anne. | 1 | M5085A (HeartStart Trainer) |
| M5089A | Externer Übungspuppenadapter für den HeartStart Trainer und alle CPR-Übungspuppen. | 10/Rolle | M5085A (HeartStart Trainer) Alle CPR-Übungspuppen |

Ziffern

05-10000 HeartStart Adapter (Medtronic Physio-Control), 3
05-10100 HeartStart Adapter (Zoll), 3
05-10200 HeartStart Adapter (HP, Agilent, Philips, Laerdal), 3
07-10900 Wiederverwendbare Schulungs-Pads, für Erwachsene, 32
07-11000 Tragetasche für AED Trainer 2, 32
14482A Synchronisationskabel, 12
14482B Synchronisationskabel, 12
40401A Wiederverwendbare Manschetten für Kleinkinder, 18
40401B Wiederverwendbare Manschetten für Kinder, 18
40401C Wiederverwendbare Manschetten für Erwachsene (normal), 18
40401D Wiederverwendbare Manschetten für Erwachsene (groß), 18
40401E Wiederverwendbare Manschetten für Erwachsene (Bein), 18
40453A Chemo-thermisches Schreiberpapier, 13
40457C Chemo-thermisches Schreiberpapier, 13
40457D Chemo-thermisches Schreiberpapier, 13
68-PCHAT AED-Notfall-Set, 27
78660-60417 Runde Plattenelektrode, Modell für Erwachsene, 5
861311 A01 HeartStart Review Express Software, 29
989803127121 Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803127131 Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803127141 Schaltbare interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803127151 Schalterlose interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803127161 Schalterlose interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803127171 Schalterlose interne Einmal-Plattenelektroden, 7
989803133171 Tragetasche zur Temperaturkontrolle, 31
989803136291 Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie für die Verwendung im Flugverkehr, 26
989803136301 Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie für die Verwendung im Flugverkehr, 26
989803136531 Defibrillator-Hängeschrank, Basismodell, 31
989803138171 Schreiberpapier, 13
989803138181 Schreiberpapier, 13
989803139251 FRx-Tasche, 31
989803139261 SMART Pads II, 25
989803139271 Schulungs-Pads II, 33
989803139311 Kinderschlüssel, 27
989803142521 HeartStart Transfer Station, 15
989803143041 HeartStart PDA Software, 29
989803143051 HeartStart PDA Software, 29

A

ACT-IR, Infrarotdatenkabel, HS1, 28
AED-Schulungsmaterial
M3753A Fernbedienung für AED Trainer 2, 32
M3754A Optionales Programmier-Set für AED Trainer 2, 32
M3855A Ladegerät für AED-Schulungs- und Verwaltungspaket für FR2-Serie, 32

M3860-97800 Kurzanleitungskarte, FR2+, Englisch, 33
M3864A Schulungs- und Verwaltungspaket für FR2-AED, 33
M3871A HeartStart FR2 Pädiatrie-Pads zur Schulung, 32

B

BT1 ForeRunner Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie, 26

D

DP2 Defibrillator-Pads, selbsthaftend, für Erwachsene, 25
DP6 Defibrillator-Pads, selbsthaftend, für Erwachsene, 25

E

Einmal-Defibrillator-Pad, Modell für Erwachsene, 1
Einmal-Defibrillator-Pad, Modell für Kinder, 1
Einmal-Defibrillator-Pad, röntgentransparentes Modell für Kinder, 1
EKG- und Elektrodenkabel
10-adrige EKG-Kabelsets, 11
M1949A 10-adriges EKG-Stammkabel, 11
M1968A IS (Clip), Extremitäten, 11
M1971A IS (Clip), Extremitäten, 11
M1976A IS (Clip), Oberkörper, 11
M1978A IS (Clip), Oberkörper, 11
M3525A 10-adriges EKG-Stammkabel, 11
M3526A für 3 Ableitungen (Druckknopf), 11
M3527A für 7 Ableitungen (Druckknopf), 11
M3528A für 3 Ableitungen (Druckknopf), 11
M3529A für 7 Ableitungen (Druckknopf), 11
M5530A Montagespanne, 11
12-adrige Elektrodenkabel, 12
M1625A 12-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 12
M1635A 12-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 12
M3714A 12-adriges Stammkabel, 12
M3715A 12-adriges Stammkabel, 12
3-adrige Elektrodenkabel, 9
M1500A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1510A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1580A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1590A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1731A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1733A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
M1735A Stammkabel für 3-adriges Elektrodenkabel, 9
5-adrige Elektrodenkabel, 10
M1520A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1530A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1600A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1610A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1732A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1734A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10
M1736A Stammkabel für 5-adriges Elektrodenkabel, 10

M

- M1131A Einmal-Aufnehmer für Erwachsene/Kinder, 22
M1191A Finger-Aufnehmer für Erwachsene, 21
M1192A Finger-Aufnehmer für Kinder/Erwachsene, 21
M1572A Komfort-Manschette, für Kinder, 18
M1573A Komfort-Manschette, für Erwachsene (klein), 18
M1574A Komfort-Manschette, für Erwachsene (normal), 18
M1575A Komfort-Manschette, für Erwachsene (groß), 18
M1576A Komfort-Manschette, für Erwachsene (Bein), 18
M1598B Blutdruckmanschetten-Verbindungsschlauch, 20
M1599B Blutdruckmanschetten-Verbindungsschlauch, 20
M1603A 3-adriges Elektrodenkabel mit Clip, 9
M1605A 3-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 9
M1613A 3-adriges Elektrodenkabel mit Clip, 9
M1615A 3-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 9
M1623A 5-adriges Elektrodenkabel mit Clip, 10
M1625A 5-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 10
M1633A 5-adriges Elektrodenkabel mit Clip, 10
M1635A 5-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, 10
M1739A CM Adapterkabel für schaltbare interne Plattenelektroden, 8
M1739B CM Adapterkabel für interne Plattenelektroden, 8
M1740A CM Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden, 8
M1740B CM Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden, 8
M1741A Schalterlose interne Plattenelektrode mit Handgriff, 6
M1742A Schalterlose interne Plattenelektrode mit Handgriff, 6
M1743A Schalterlose interne Plattenelektrode mit Handgriff, 6
M1744A Schalterlose interne Plattenelektrode mit Handgriff, 6
M1746A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M1746B Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M1747A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M1747B Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M1748A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M1750A CodeMaster Pads-Anschlusskabel, 2
M1750B CodeMaster Pads-Anschlusskabel, 2
M1758A CodeMaster Akku, 14
M1779A CodeMaster Zubehöretui, 15
M1781A CodeMaster Prüflast, 3
M1782A Synchronisationskabel, 12
M1783A Synchronisationskabel, 12
M1789A Rechteckige Plattenelektrode, Modell für Erwachsene, 5
M1900B Adapterkabel, 22
M1920A Microstream-FilterLine-Kombiset für Erwachsene/
Kinder, 23
M1921A Microstream FilterLine-H-Kombiset für Erwachsene/
Kinder, 23
M1923A FilterLine-H-Kombiset für Kleinkinder/Neugeborene, 23
M1940A Adapterkabel für SpO₂-Aufnehmer, 21
M1941A Verlängerungskabel für wiederverwendbare SpO₂-
Aufnehmer, 21
M1943A Adapterkabel, 22
M2202A Einmal-Elektrode, 13
M2471A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M2472A CodeMaster 100 Pads-Anschlusskabel, 2
M2474A CodeMaster Tragetasche und Zubehöretui, 15
M2476B CodeMaster 100 Akku, 14
M2477B CodeMaster 100 Akku, 14
M2520A Microstream Smart CapnoLine O₂ für Kinder, 23
M2522A Microstream Smart CapnoLine Plus O₂ für
Erwachsene, 23
M2524A Microstream Smart CapnoLine für Kinder, 23
M2526A Microstream Smart CapnoLine Plus Erwachsene, 23
M3501A Philips (AAMI) multifunktionale Defibrillator-Pads,
Modell für Erwachsene, 1
M3502A Philips (IEC) multifunktionale Defibrillator-Pads, Modell
für Erwachsene, 1
M3503A Philips (IEC) multifunktionale Defibrillator-Pads, Modell
für Kinder, 1
M3504A Philips (AAMI) multifunktionale Defibrillator-Pads,
Modell für Kinder, 1
M3506A HeartStart Akku-Ladegerät, 14
M3507A HeartStart Pads-Anschlusskabel, 2
M3508A HeartStart Pads-Anschlusskabel, 2
M3509A HeartStart Tragetasche, 15
M3510A HeartStart Speicherkarte, 15
M3516A HeartStart Akku, 14
M3524A FR2 Speicherkarten-Lesegerät, 28
M3537A HeartStart MRx Haken zum Einhängen am Bettgestell, 16
M3538A HeartStart MRx Akku, 14
M3541A HeartStart MRx Tragetasche, 16
M3542A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M3543A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
M3544A HeartStart Speicherkartenhalter, 16
M3545A HeartStart MRx-Speicherkarte und
Speicherkartenhalter, 16
M3710A CodeMaster-Tragetasche, 15
M3711A CodeMaster-Tragetasche und -Zubehöretui, 15
M3712A CodeMaster Zubehöretui, 15
M3713A Einmal-Defibrillator-Pads, Modell für Erwachsene, 27
M3713A HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads Plus,
Standardmodell für Erwachsene, 1
M3716A HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads,
röntgendurchlässiges Modell für Erwachsene, 1
M3717A HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads Plus,
Modell für Kinder, 1
M3718A HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads,
röntgentransparentes Modell für Erwachsene, für erhöhte
Hautverträglichkeit, 1
M3719A HeartStart Multifunktionale Defibrillator-Pads,
röntgentransparentes Modell für Kinder, für erhöhte
Hautverträglichkeit, 1
M3725A HeartStart Prüflast, 3
M3752A AED Trainer 2, 32
M3755A Schulungs-Pads für Little Anne AED-Schulungssystem, 32
M3756A Little Anne AED-Schulungssystem, 32
M3831A CodeRunner Web V2.3, 15, , 29
M3833A CodeRunner Web Express, 29
M3848A FR2 Lithium-Ion-Akku, 26

M3849A Ladegerät für FR2 Lithium-Ion-Akku, 26
 M3853A FR2 AED-Speicherkartenhalter M3854A, 28
 M3854A AED-Speicherkarte und -Speicherkartenhalter für FR2, 28
 M3857A Wandhalterung für FR2 AED, 30
 M3858A AED-Hinweisschild, 30
 M3859A Sicherheitsband für Wandhalterung, 30
 M3863A FR2 Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie, 26
 M3868A Tragetasche für Heartstream FR2 AED, 31
 M3870A Defibrillator-Pads für FR2, selbsthaftend, für Kinder, 25
 M3873A FR2+ EKG-Auswertungsmodul, 27
 M3874A FR2+ EKG-Auswertungsmodul, 27
 M4552A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Kleinkinder, 17
 M4553A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Kinder, 17
 M4554A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Erwachsene (klein), 17
 M4555A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Erwachsene (normal), 17
 M4557A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Erwachsene (groß), 17
 M4559A Einzelschlauch-Blutdruckmanschette mit antimikrobieller Beschichtung, für Erwachsene (Bein), 17
 M4572A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Kleinkinder, 19
 M4573A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Kinder, 19
 M4574A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (klein), 19
 M4575A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (normal), 19
 M4576A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (extralang), 19
 M4577A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (groß), 19
 M4578A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (groß), extralang, 19
 M4579A Weiche Einmal-Blutdruckmanschette mit Einzelschlauch, Bajonettanschluss, für Erwachsene (Bein), 19
 M4740A HeartStart Adapterkabel für schalterlose interne Plattenelektroden, 8
 M4741A Schaltbare interne Plattenelektroden, 6
 M4742A Schaltbare interne Plattenelektroden, 6
 M4743A Schaltbare interne Plattenelektroden, 6
 M4744A Schaltbare interne Plattenelektroden, 6
 M4745A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
 M4746A Externes Plattenelektroden-Set anterior/anterior, 4
 M4748A HeartStart Verlängerungskabel, 2
 M4748A Verlängerungskabel für Heartstream XL Defibrillator/Monitor, 8
 M4751A Zubehöretui für HeartStart XL, 15
 M4759A Ersatz-Plattenelektrode, 5
 M5066-89100 FR2+- und HS1-Schulungsset für Übungsleiter, 33

M5066-97800 Kurzanleitung für HS1, 33
 M5070A HS1-Batterie, 26
 M5071A Elektrodenkassette mit SMART-Pads für Erwachsene, 25
 M5072A Elektrodenkassette mit SMART-Pads für Kinder, 25
 M5073A HS1-Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Erwachsene), 33
 M5074A HS1-Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Kinder), 33
 M5075A Schmale Tragetasche für HS1, 31
 M5076A Tragetasche für HS1, Standardmodell, 31
 M5085A HeartStart Trainer, 34
 M5088A Übungspuppenadapter, intern, 34
 M5089A Übungspuppenadapter, extern, 34
 M5093A HS1-Ersatz-Schulungs-Pads (Erwachsene), 33
 M5094A HS1-Ersatz-Schulungs-Pads (Kinder), 33
 M5509A Tragetasche, 15
 M5521A-M5525A HS MRx farbige Griffe, 16
 M5526A Synchronisationskabel, 12
 M5528A HeartStart MRx Montagehalterung, 16
 M5529A HeartStart MRx Gleichstrom-Netzmodul, 16

P

Pads-Anschlusskabel, 2
 PFE7023D AED-Geräteschrank, halb eingelassen, mit Alarmton und Lampe, 31
 PFE7024D AED-Geräteschrank für die Wandmontage mit Alarmton und Lampe, 31
 Prüflasten für Adapterkabel, 3

S

Schreiberpapier
 Chemo-thermisches Schreiberpapier, 13
 SDCF05 Adapter, Speicherkarte zu PCMCIA, 28

Y

YC Tragetasche, wasserdichte Hartplastik-Schale, 31

Z

Zubehör für die Defibrillation
 Defibrillator-Akkus, 14



Philips Medizin Systeme ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Per Internet:

<http://shop.medical.philips.com>

Per E-Mail:

medical@philips.com

Per Fax:

+31 40 27 64 887

Per Post:

Philips Medical Systems
3000 Minuteman Road
Andover, MA 01810-1085, USA

Asien

Telefon +852 2821 5888

Europa, Mittlerer/Naher Osten und Afrika

Telefon +31 40 27 62092

Lateinamerika

Telefon +55 11 2125 0764

Nordamerika

Telefon +1 800 285 5585

DEUTSCHLAND:

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH
Kardiologie- und Monitoring-Systeme
Kunden-Informationszentrum
Hewlett-Packard-Straße 2
71034 Böblingen

Telefon (0 18 05) 32 62 77*

*EUR 0,12 pro Minute

Fax (0 18 05) 31 61 77*

*EUR 0,12 pro Minute

E-Mail infoline.medizin@philips.com

Internet <http://www.philips.de>

ÖSTERREICH

Philips Medizinische Systeme Ges.m.b.H.
Triester Straße 64
1101 Wien

Internet <http://www.philips.at>

SCHWEIZ

Philips AG
Medical Systems
Allmendstrasse 140
8027 Zürich

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Philips Medizin Systeme GmbH behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Gedruckt in den Niederlanden

APR 2005

4522 962 000803